

330mm



278mm



353mm





iTeraCare

Off

High Speed Low Heat

Low Speed Low Heat

High Speed High Heat



Weight loss and slimming

Anti - aging

Reduces blood pressure

Anti - inflammation

Helps in problems with sugar regulation



Prevents degenerative diseases

Decomposes alcohol and protects the liver

Improves memory and cognitive conditions

Immune disorder prevention

Anti - acid and detoxifies

iTeraCare

HOW TO REGISTRERE GARANTI

Fra 1.november 2023 må garanti registreres for at den skal være gyldig og gi rett til reklamasjon. Fristen for å registrere garantien, er **14 dager** fra kjøpsdato.

Nummeret som skal registreres, står på apparatet (eks. iTera Care) ev. på esken (eks. Ion Shield). Ikke alle produkter har et serienummer, og i såfall er det ordrenummeret (DO-nummer) som skal legges inn. Dette nummeret finner du på siden din. (Trenger du hjelp til å logge inn eller mangler brukernavn, passord og Security Password, spør den som hjalp deg å kjøpe produktet.) Og her er fremgangsmåten:




Logg inn med brukernavn og passord



Klikk på Navigatø




Klikk på Device Warranty



Klikk på den aktuelle ordren



Skriv inn serienummer eller DO-nr + Security Password.



Garanti er registrert!

Hvorfor TeraHertz?

TeraHertz-frekvenser kommuniserer med cellene i kroppen, og de virker inn på organer, vev, systemer og funksjoner. TeraHertz...

- ♥ styrker friske celler
- ♥ vekker sovende celler
- ♥ reparerer skadede celler
- ♥ beskytter og styrker organene
- ♥ identifiserer og ødelegger skadelige celler
- ♥ åpner meridianer og blokkeringer i lymfesystemet
- ♥ regulerer hormonsystemet
- ♥ renser blodet
- ♥ bedrer blodsirkulasjonen, inkludert mikrosirkulasjonen
- ♥ styrker kroppens evne til å helbrede seg selv



"Future medicine will be the medicine of frequencies."

— Albert Einstein

ITERACARE

TERAHERTZ FREKVENNS-APPARAT

iTeraCare er et frekvens-apparat som kommuniserer med cellene våre og hjelper kroppen å helbrede seg selv. iTeraCare skiller seg fra andre frekvensapparater ved at det ikke benytter spesifikke forhåndsprogrammerte frekvenser, men i stedet stimulerer kroppens naturlige, iboende intelligens ved hjelp av unik og avansert teknologi.

❁ **TeraHertz frekvenser** - vibrerer på samme frekvens som hydrogenforbindelsene i vannet i cellene våre. THz aktiverer friske og sovende celler samtidig som de eliminerer frie radikaler og "scenesent cells" (zombiceller).

❁ **Quantum Scalar wave technology** - vitaliserer cellene, stimulerer immunsystemet, reparerer DNA samt støtter cellekommunikasjonen. Den styrker også kroppens evne til å produsere healingenergi samtidig som den bidrar til at frekvensene trenger dypt inn i kroppens organer.

❁ **Optisk quarts** - etterligner sollysets UV-energi og forsterker frekvensene som apparatet produserer samtidig som den sørger for at negative ioner frigjøres.



ITERACARE KAN GI FØLGENDE FORDELER:

- ▶ Styrker friske og sovende celler
- ▶ Reparerer skadede celler
- ▶ Identifiserer og eliminerer syke, usunne og døde celler
- ▶ Stimulerer lymfesystemet
- ▶ Regulerer hormonsystemet
- ▶ Renser blodet
- ▶ Beskytter og styrker organene
- ▶ Fjerner blokkeringer og åpner meridianer
- ▶ Fjerner kulde og fukt ("cold and dampness")
- ▶ Styrker immunforsvaret
- ▶ Bedrer blodsirkulasjonen, inkludert mikrosirkulasjonen
- ▶ Styrker organfunksjonen
- ▶ Stimulerer stamcellene
- ▶ Endrer strukturen på vann slik at kroppen blir hydrert

iTera Care Classic egner seg godt til privat bruk. Premium egner seg godt til privat bruk og som tillegg til annen terapeutisk behandling. Pro egner seg til bruk på klinikk.

Dette produktet er ikke ment for å diagnostisere, behandle eller kurere sykdommer. Individuelle resultater vil forekomme.

Markedets
enkleste og
mest effektive
terapeutiske
frekvensapparat
for hjemmebruk.

iTera Care er trygg,
sertifisert og patentert
og veldig enkel å bruke;
Skru på, pek og blås!
Kan også brukes på dyr.



iTera - Premium

5TH GENERATION



- INCREASES ALERTNESS LEVEL
- FUELS THE BRAIN
- REDUCES SICKNESS
- STRENGTHENS THE IMMUNE SYSTEM
- REDUCES TOXINS IN THE BODY
- HYDRATES THE BODY ULTRA FAST
- REINFORCES HEALTHY WEIGHT LOSS
- IMPROVES COMPLEXION AND SKIN RADIANCE
- NEUTRALIZES FREE RADICALS
- INCREASES CELLULAR OXYGENATION

BENEFITS OF DRINKING

iTeraCare™

WATER

BEST WHEN

Warm















charge your water! and enjoy these amazing benefits!

BDO
GLOBAL

Steps of using iTeraCare™

Warm up the body. Blow step 1 to 10, each part for about 2-3mins

 <p>Drink 2 glasses of warm water</p>	 <p>1. Palms</p>	 <p>2. Soles</p>
 <p>3. Behind the Knees</p>	 <p>4. Groin</p>	 <p>5. Armpit</p>
 <p>6. Lymph</p>	 <p>7. Upper Back</p>	 <p>8. Head</p>
 <p>9. Butt</p>	 <p>10. Blow Downwards</p>	 <p>Drink 2 more glasses of warm water</p>

iTeraCare device can also be blown on Head, Face, Body, Limbs and Pain areas.

*High Blood Pressure user don't blow no. 8




iTeraCare™

Enabling you to put the power
of healing into your own
hands naturally



TERAHERTZ4U



iTera-Class

Prife
International

BUSINESS PLAN



iTeraCare

RECOMMENDED PROTOCOLS

iTera - *Bio*



iTera - *Bio Lite*



· Drink 1-2 glasses of warm water (preferably iTeraCare charged water) before using iTera-Bios.



· Avoid direct fan or air-conditioner blowing while using iTera-Bios.



· Please remove all metallic objects from your body during use (ie. Watch, bracelet, necklace, etc.).



· Avoid metal contact with any part of your body, hands, or legs during use.



· Ensure no usage of mobile phones or other electrical devices during use.

iTera - *Bio* Lite



(Se også iTera Bio)

“FOTSPA” MED TERAHERTZ OG PEMF

iTera Bio Lite er et frekvens “fotspa” som støtter og styrker kroppen på cellenivå ved hjelp av ulike teknologier. Kombinasjonen av TeraHertz, Infrarøde frekvenser og PEMF (Pulsed Electromagnetic Frequencies), er unik og svært helsebringende.

- * **Terahertz Gap** - THz-frekvenser styrker friske celler, aktiverer sovende celler og hjelper kroppen å kvitte seg med scenesense cells (såkalte zombieceller).
- * **Infrarøde frekvenser** - fører til økt blodsirkulasjon samt lindrer smerte og muskelspenninger.
- * **PEMF** (Pulserende ElektroMagnetisk Felt) - fungerer som en batterilader for cellene.
- * **Bio Sinusoidal Energi** - harmoniserer svingninger som er ute av balanse; bidrar til balanse (homeostase).

Cellene våre er som små batterier, og etterhvert som vi blir eldre, går energiproduksjonen i cellene ned. Stress, overforbruk og skade tapper også “batteriene” våre. Når cellespenningen er lav, svekkes evnen til å kvitte seg med avfallsstoffer og å ta opp næringsstoffer, vann og oksygen. Det blir også vanskelig for dem å motstå potensielt skadelig påvirkning, og symptomer og ubalanse (sykdom) manifesteres lettere.

Jordens magnetiske energifelt styrker og støtter cellene våre og hjelper mennesker og dyr å opprettholde homeostase og optimal helse. Vår kontakt med denne energien er dessverre begrenset fordi vi er mye inne, bruker sko ute og blir utsatt for ugunstig stråling (EMF). PEMF-teknologien produserer frekvenser som tilsvarer jordens energifelt. PEMF lader cellene og gir dem den energien de trenger for bedre å kunne motstå og håndtere det som truer dem.

FORDELER MED PEMF (PULSED ELECTROMAGNETIC FREQUENCIES)

- ▷ Øker cellespenning og gir mer energi.
- ▷ Reduserer smerte i muskler og ledd (smerte generelt).
- ▷ Demper betennelser; anti-inflammatorisk.
- ▷ Hjelper kroppen med avgiftning (detox).
- ▷ Bidrar til at cellene tar opp oksygen og næring.
- ▷ Hjelper med hydrering.
- ▷ Motvirker stress.
- ▷ Øker blodsirkulasjonen og bedrer hjertehelsen.
- ▷ Bedrer søvnkvalitet; dyp og fornyende søvn.
- ▷ Bidrar til sterk og sunn beinstruktur.
- ▷ Bidrar til at kroppen håndterer stress bedre.



iTera - *Bio*

**Clears blockages,
enhances circulation from inside out.**

Experience the resonance effects of
Terahertz waves, Bio-magnetic energy
and human cells all at the same frequency.

Dispels cold
and dampness

Promotes
circulation

Cells
activation

Diathermy
fat burner



Promotes
metabolism

Body shaping
& anti-aging

Purifies
the body

Relieves
inflammation



· Avoid touching your knees or ankles during use.



· For first-time users it is advisable to adjust the strength to below 5. You may adjust accordingly after a few sessions, depending on your health condition and body reaction.



· Drink another 1-2 glasses of warm water (preferably iTeraCare charged water) after iTera-Bio use.



· Rest for at least 1 hour before taking a shower. And avoid direct fan or air-conditioner blowing immediately after use.



· One iTera-Bio session is automatically set to 30 minutes by default. You may end the session anytime earlier before that. Let your body adjust accordingly based on your health condition. Starting with strength 1-2 and ending in 10-20 minutes is good practice for first time users.



· Start with 1 session per day for the first week.



· On the second week you may do 2 sessions per day. Ensure there is a rest period of at least 4-6 hours between each therapy. Limit to maximum of 2 sessions per day.



· It is good practice to do a session with a higher strength in the morning (ie. 4-5) and reduce to a lower strength (2-3) in the evening. This is to tone down your body before sleep.



· Do not use this appliance near baths, showers, washbasins, or other containers containing water.



· Do not touch the working parts of the appliance with metallic objects.



· During operation, both feet should fully contact with the energy board. Single point contact with the energy board is prohibited to avoid burns.



· Do not place the appliance on an uneven place such as on a slope.

THE TERAHERTZ, PEMF, & FAR INFRARED

Generated by *iTera-Bio* & *iTera-Bio Lite*

Penetrate 2-3 inches into your feet which is sufficient to **energize** your feet **acupuncture points** and your **blood circulating** to every cell in your body about every **minute**.



Prife
International E.U.

DISCLAIMER:
iTeraBio & iTeraBio Lite are not medical devices. The manufacturer does not assert its ability to treat or cure any medical conditions. Consult your medical professional for advice on any health concerns.



THE MYSTERIOUS MELODY BETWEEN HEAVEN AND EARTH

Terahertz Waves

Did you know? The frequency of terahertz waves is one trillion times per second, located in the middle of the electromagnetic spectrum between microwaves and infrared.

The non-interfering terahertz waves from nature

Every night, we bathe in non-interfering terahertz waves. These waves come from the moon, stars, and even the dark corners of the universe. Even though we can't directly perceive them, they have been around us for billions of years.


Terahertz waves and our lives

Terahertz waves have a wide range of applications, From enhancing wireless communication speed, to new medical imaging technology, to material analysis and exploring the mysteries of the universe.



These possibilities will profoundly impact our lives in the future.

LET'S STEP INTO THE WORLD OF TERAHERTZ WAVES.
WE ARE EXPLORING ENDLESS POSSIBILITIES.



Double Energy for Better Effect

Energy 1

Releases 8-1000 μ m precise Terahertz waves compatible with the human body to replenish cellular energy.

Deep penetration into the subcutaneous up to 4-5cm, which is safe and harmless.

Energy 2

Releases 1MHz Bio-RF Magnetic Energy
Improves circulation,
stimulates cellular immunity.



Improves circulation
Stimulates cellular immunity

7 WONDERS

7 WONDERS VANNFLASKE



7 Wonders er en vannflaske som gjør 7 under med ditt vann. Filteret i bunnen av flasken forbedrer vannkvaliteten og gjør vannet helsebringende og godt.

Flere steder i verden har helsemirakler skjedd etter at folk har drukket vann fra naturlige kilder som blant annet finnes i Nordenau i Tyskland, Lourdes i Frankrike, Tlacote i Mexico og Nedana i India. Tusenvis av mennesker har besøkt disse kildene på grunn av vannets helbredende egenskaper på disse stedene, som sies å inneholde oppløst hydrogen - noe som gir hydrogenrikt vann.



Tlacote, Mexico



Nadana, India



Lourdes, France

En av måtene vi kan hjelpe kroppen vår på, er ved å drikke rent og helsebringende vann. Vi mennesker består av 60-70% vann, og vi overlever ikke mange dager uten. Vann påvirker også en rekke prosesser i kroppen, og jo bedre kvalitet, jo bedre.

7 WONDERS HELSEBRINGENDE EGENSKAPER

- ▶ Øker mengden oppløst hydrogen i vannet - antiinflammatorisk og antioksidanter
- ▶ Alkalinitet - pH fra 8,5 - 10
- ▶ Antioksidant - nøytraliserer oksidering fra frie radikaler
- ▶ Tilfører vannet mineraler - potassium, sodium, kalsium, magnesium, sink, metasilikater og andre spormineraler
- ▶ Reduserer størrelsen på vannmolekylene og gjør at de kan entre cellene lettere
- ▶ OksidasjonsReduksjonsPotensial (ORP), også kalt Redox.
- ▶ Anti-bakteriell



PRIFE IONShield

Wear inside or outside clothing



60 million per cm³ negative ions, a highly concentrated filtration

Continuous absorption into our body which is good for health, increases metabolism, improves digestive system, blood circulation and more.

O₂


NEGATIVE IONS REPEL
ACQUINAMENTS & POLLUTION
FROM AFFECTING OUR HEALTH

Prife

IONShield
Ionizer Pendant

Clear
White

IONShield



“Future medicine will be the medicine of frequencies.”

— Albert Einstein


EMF SHIELD

“EMF SHIELD - STRÅLINGSBESKYTTELSE

EMF Shield er et patentert og programmert “frekvens-klistremerke” utviklet med Biofield Resonance teknologi. Klistremerket beskytter kroppen og hjernen mot elektromagnetisk stråling (EMF), inkludert 5G.

Vi blir utsatt for slik stråling daglig, blant annet fra:

- mobiltelefoner
- bærbare og stasjonære PC'er
- nettbrett
- Smart-TV
- Rutere
- Smart-meter
- Spill-konsoller
- Andre elektroniske apparater som avgir stråling.



Teknologien som Nature's Frequencies benytter i sine produkter, er inspirert av Nikola Tesla, en kjent fysiker, oppfinner og ingeniør som i sin tid så det som flere og flere får øynene opp for i dag. Produktene er designet for å beskytte kroppen mot stråling samtidig som det bidrar til en naturlig energifylt slik at vi kan opprettholde optimal helse.

Klistremerket festes direkte på apparatet (f.eks baksiden av mobiltelefonen) og beskytter mot stråling fra denne enheten i ett år (om den ikke blir skadet).

“If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

— Nikola Tesla

Microwave Cellphone Effects

Absorption in the Brain According to Age





Image courtesy of Dr. Om Gandhi, University of Utah, 1996, IEE Publication



Skann meg!

“Future medicine will be the medicine of frequencies.”

– Albert Einstein

RENEW PATCH

fra Nature's Frequencies



FREKVENSBASERT "HELSEPLASTER"

Renew Patch er et patentert spesialplaster utviklet for å bidra til bedre helse og mer velvære for mennesker og dyr. Plastrene er basert på Biofield Resonance Technology, og de er programmert med kraftfulle, naturlige og helsebringende frekvenser.

Plastrene er gjennomsiktige og kan plasseres på problemområder eller punkter som skaper flyt og balanse. Frekvensene "tuner" seg inn på kroppens iboende intelligens; Når plastrene festes på kroppen, absorberer den de helsebringende frekvensene i den grad og mengde som den trenger dem.

"If you want to find the secrets of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration." – Nikola Tesla

Teknologien som Nature's Frequencies benytter i sine produkter, er inspirert av Nikola Tesla, en kjent fysiker, oppfinner og ingeniør som i sin tid så det som flere og flere får øynene opp for i dag. Produktene er designet for å lade opp, balansere og opprettholde kroppens naturlige energiflyt slik at vi kan oppnå og opprettholde optimal helse både fysisk, mentalt og emosjonelt.

RENEW PATCHES KAN HA FØLGENDE VIKNING:

- ▷ Virke foryngende - fra innsiden og ut
- ▷ Forbedret hud - mer glød
- ▷ Økt energi og vitalitet
- ▷ Forbedret søvnkvalitet
- ▷ Økt mobilitet og fleksibilitet
- ▷ Bedre ytelse og utholdenhet
- ▷ Mindre smerter og ubehag som følge av inflammasjon
- ▷ Mindre stress, bekymringer og spenninger

(Det frarådes å bruke plastrene ved graviditet, om du har anfall, eller ved hjertelidelser.)

Produkter fra Prife og IteraCare

iTeraCare™

**HAS
BLOWN
ME
AWAY!**

**GRAB YOUR 1
DEVICE RIGHT NOW!**



**THANK
YOU!**



Kontakt meg på:
rita@mottilendring.no
telefon: 450 020 78

Mot Til Endring

Rita Kristiansen

www.mottilendring.no